



## TAVOLETTA RIABILITATIVA CON CUSCINO PROPRIOCETTIVO È LA FORTUNATA SINTESI DELLA TAVOLETTA FISIO DELLA RO+TEN CON IL KS ORTHO MAP

Dispositivo medico resistente e ben rifinito indispensabile per migliorare l'efficacia della riabilitazione del ginocchio e della caviglia, sia dopo traumi discorsivi che nel post-operatorio.

La presenza del **KS ORTHO MAP** potenzia fortemente le già note capacità riabilitative delle tavolette basculanti, andando ad agire sui meccanoceffori sia della cute che delle articolazioni della pianta del piede.

Studi condotti in diversi Istituti Universitari hanno dimostrato che l'utilizzo del **KS FISIO-ORTHO MAP** riesce spesso a dimezzare i tempi abituali di riabilitazione.

### Caratteristiche

- Strutturata in materiale plastico con superficie zigrinata antiscivolo
- Fondo con tampone in gomma per garantire aderenza al piano di appoggio
- Anello di supporto utilizzabile, se necessario, per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta
- Tappetino elastico di spessore 3 cm costruito con **MALAYSIAN RUBBER VULCANIZZATA**, in lamina per il contenitore, in granulato irregolare per il riempimento, capace di rispondere con una forza elastica uguale alla pressione a cui è sottoposta.

### Indicazioni

- Rieducazione delle distorsioni della caviglia
- Instabilità della caviglia
- Postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine di Achille

### Avvertenze

- L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico.
- Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico.
- Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.
- In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.