

Tappeto Diagnostico e Riabilitativo per i disturbi dell'equilibrio

Costruito con materiali che esprimono una forza elastica identica alla pressione a cui vengono sottoposti, il Tappeto Diagnostico e Riabilitativo Ks determina un mascheramento ed una netta perturbazione delle terminazioni nervose della pianta del piede, soprattutto di quelle propriocettive che sono a rapido adattamento, hanno la necessità di un vettore direzionale dello stimolo e di un intervallo di depolarizzazione. E' lo strumento indispensabile per la diagnosi di vestibolopatie periferiche e/o centrali, che in questo modo perdono il controllo podalico. E' il risultato altresì necessario per la riabilitazione dei disturbi dell'equilibrio.



Il paziente posto in stazione eretta sul Tappeto Diagnostico e Riabilitativo Ks, ad occhi chiusi, è costretto ad affidarsi esclusivamente alle informazioni labirintiche per il controllo posturale.

In questo modo si ottiene una stimolazione funzionale delle informazioni vestibolari.



"Ks MAP" è un marchio e modello depositato, coperto da Brevetto Internazionale.